

Det essentielle *le*

Introduktion til

Vel'Phone®

# Det essentielle Brug af VelPhone®



## I. Klargør udstyret

### 1/ Vedligehold af udstyr




- ❖ Vaginaltermometer og tilbehør skal altid opbevares i den blå box, rengjort, tørret, og klar til brug;
- ❖ Straks efter brug skal termometer og tilbehøret rengøres hver for sig:
  - Termometer: brug en blød børste, **vand og en neutral sæbe**;
  - Edderkopperne: Vaskes i vaskemaskine (max. 40°C, brug ikke sæbe) ved at benytte et vaskenet. Brug evt. først en blød børste til, at fjerne det værste skidt;

- ❖ PAS PÅ: Brug aldrig stærke rengøringsmidler med klor eller jod til at rense udstyret i.

NB: Rensning af udstyr efter brug, skal ikke forveksles med desinficering hvilket foretages lige før indsættelse i dyret.

## 2/ Valg af tilbehør

Find den rette størrelse edderkop ved at se i den nedenstående tabel.

Karakteristika	Edderkop No. 1	Edderkop No. 2	Edderkop No. 3
FARVE	 Turkis	 Hvid	 Gul
STØRRELSE	Small	Medium	Large
MATERIALE	Fleksibel	Let fleksibel	Stiv
Passer til	Kvier og køer af lille race eller med en smal fødselsgang (fx Belgisk blåhvidt)	Køer der har kælvet før eller har en lidt udvidet fødselsgang (fx Charolais)	Køer af stor race som har kælvet før og har en stor og udvidet fødselsgang

NB: Termometre der ikke er i brug, skal opbevares i den blå box, 20-30 meter væk fra radiobasen.

## 3/ Montering af edderkopperne



1. Edderkopperne monteres i forenden af termometeret hvor der er 3 hakker;



2. Monter den lille C-formede edderkop, med benene ind mod termometerets krop;



3. Monter den store S-formede edderkop over den lille, så dens ben vender væk fra termometerets krop. Den klikkes fast og derved låses systemet;



4. Termometeret indføres i applikatoren ved at holde benene på den S-formede edderkop samlet med den ene hånd;



## II. Opsæt termometer

- ❖ Termometeret skal indsættes i koens vagina 8 dage til 2 timer før kælvning.
- ❖ Før at undgå ulykker bør koen være fikseret under applikationen.

### 1/ Hygiejne ved indføring

- ❖ Klargør 2 spande med en lunken opløsning af et desinficerende middel (sæbe eller klorhexidin);
  - ❖ Lad applikator termometer og edderkopper ligge i blød i spand 1;
  - ❖ Rengør koens ydre kønsdele, med vand fra spand 2;
  - ❖ Eftertør med papir;
  - ❖ Påfør applikatoren en lille klat explorationsgel til at lette indførelsen;
  - ❖ Efter hver indførsel skal applikatoren vaskes grundigt med opløsningen fra spand 2;
- NB: Brug aldrig midler med klor eller jod!



### 2/ Placering i fødselsgangen

- ❖ Placer dig bag koen;
- ❖ Hold koens kønslæber adskilte;
- ❖ Indfør forsigtigt applikatoren ved at følge skedens naturlige vinkel (lidt opad og så horisontalt) og fortsæt langsomt indtil børhalsen nås (applikatoren vil da være ført næsten helt i bund);
- ❖ Træk applikatoren 5-7cm tilbage fra børhalsen;
- ❖ Frigør termometeret ved at trække i applikatorens hvide del. Skub ikke med applikatorens blå del!

## III. SMS-beskeder

- SMS-varsel om termometeraktivering: start på overvågning
- Bliver sendt under desinficeringen/indførelsen;
  - Giver besked om termometerets nummer og hvornår det blev aktiveret;

SMS med daglig rapport.

- sendes 1-2 gange om dagen, afhængig af de valgte indstillinger;
- Informerer om koens temperatur;
- Giver besked hvis termometeret ikke kan kommunikere med radiobasen;

SMS-varsel om forventet kælvning

- Varsler om forstående kælvning, indenfor 48 timer;

SMS-varsel om lav temperatur

- Sendes hvis temperaturen falder til under 37.8°C i mere end 2 timer
- Koen bør tjekkes!

SMS-varsel om at termometeret er uddrevet:

Kælvningen er i gang!

- Om dagen bliver beskeden sendt prompte;
- Om natten kan der, hvis det ønskes, indsætte en forsinkelse på leveringen af beskeden;
- Informerer om termometerets nummer og hvornår det blev skubbet ud af koen;

Yderligere information kan findes på hjemmesiden:  
[www.velphone.dk](http://www.velphone.dk) eller ved henvendelse til:  
Jesper Rask | [jr@erricomfort.dk](mailto:jr@erricomfort.dk) | 97132382



**Erri-Comfort A/S**

Voddervej 1, 6780 Skærbæk, Danmark.

Tlf. +45 97132382

[info@erricomfort.dk](mailto:info@erricomfort.dk), [www.erricomfort.dk](http://www.erricomfort.dk)

